

Folgende Farben von hochwertigem Kunstleder sind für die Polsterung unserer Produkte verfügbar. Die von uns eingesetzten Kunstleder zeichnen sich durch ihre Reißfestigkeit, Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und guten Reinigungseigenschaften sowie der Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln aus.

Wir verwenden eine (Farb-)Auswahl von den Kunstlederbezügen **Stamskin® Top (Ferrari)** und **VOWAled Pisa (Vowalon)**.



Bei Zusendung von Kunstlederbezügen kann natürlich auch jede andere Polsterfarbe eingesetzt werden. Aufpolsterungen, auch von Fremdfabrikaten, sind nach vorheriger Absprache möglich.

Der **elektrisch leitfähige Kunstlederbezug** mit Potentialausgleichsbuchse ist für alle Liegen gegen einen Aufpreis erhältlich. Bei den OP- und Multifunktions- tischen ist er im Preis enthalten.

*Hinweis: Farbliche Abweichungen von den hier dargestellten Farben sind möglich.*