

BioPhos®74 - die NEUE Spüllösung bei Verätzung von Auge und Haut

Ihr Augenlicht in den besten Händen.

Die **BioPhos®74** Spüllösung neutralisiert sofort durch ihre Pufferwirkung im physiologischen pH-Bereich von 7,4 und ist besonders schonend durch den Verzicht auf jegliche körperfremde Bestandteile, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe. Da sie den extrazellulären Elektrolyt-Verhältnissen des Gewebes angepasst ist, werden sekundäre Zellschädigungen nach der Spülung durch **BioPhos®74** weitgehend reduziert.

Neue Rezeptur – ohne körperfremde Bestandteile
Schnelle Neutralisation – da hohe Pufferkapazität
Besonders schonend – pH-neutral und ohne Konservierungsstoffe

Durch die hohe Pufferkapazität wirkt **BioPhos®74** schnell bei Verätzungen von Auge und Haut mit starken Säuren und Laugen. Die sterile Spüllösung steht zur schnellen Erstversorgung gebrauchsfertig in der handlichen 250 ml Flasche mit ergonomischem Spülkopf bereit. Nach der Anwendung von **BioPhos®74** sollte mit physiologischer Natriumchloridlösung (0,9%) oder Wasser nachgespült werden.

BioPhos®74 wirkt effektiv und erhält das zelluläre Elektrolytgleichgewicht durch die ausschließliche Verwendung natürlicher Substanzen, die dem physiologischen Stoffwechsel unterliegen und insbesondere dem extrazellulären Natrium-Kalium-Verhältnis entsprechen.

Sorgen Sie vor – schützen Sie Ihre Augen am Arbeitsplatz!

Ihr Auge ist ein Meisterwerk der Natur und Ihr wichtigstes Sinnesorgan. Nur das Zusammenspiel vieler kleiner Teile in diesem Organ ermöglicht das SEHEN. Bei der Arbeit mit Chemikalien können diese als feste, flüssige oder gasförmige Stoffe in das Auge gelangen. Halten Sie **BioPhos®74** bereit, um im Notfall bei Verätzung schnell und effektiv einer Schädigung des Auges, sowie der Haut entgegen zu wirken.

