

NO. 20193-082

NESSY® OMEGA, zweigeteilt

Erbe NESSY Ω, zweigeteilt, VIO Kontaktfläche 85 cm²

- ☒ Zweigeteilte, effektive Kontaktfläche 85 cm² plus Equipotentialring 23 cm²
- ☒ Hohe Stromdichten und partielle Erwärmung werden weitgehend vermieden.
- ☒ Richtungsunabhängig applizierbar
- ☒ Für Erwachsene und Kinder geeignet
- ☒ Elektrode ist hautverträglich (Bio-Kompatibilität)
- ☒ Durch das dünne Trägermaterial passt sich die Neutralelektrode gut der Körperform an



Technische Eigenschaften

Verpackungseinheit	50 Stk.
Kabellänge	ohne Anschlusskabel
Kompatibilität	VIO, others
Einmalprodukt	Ja
Gebrauchsanweisung / Anleitung beachten	AB
Kontaktfläche	85 CM2