

Instrumententisch 625×425×800 mm

Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____

Artikelnummer

7500204

Typ

IT 625/425/800 F

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Hupfer Wagen dient der übersichtlichen Organisation und sicheren Ablage von medizinischen Instrumenten.

- Hygienische Edelstahl-Oberflächen gewährleisten einfache Reinigung und hohe Lebensmittelsicherheit
- Antistatische Bereifung reduziert Staubentwicklung und sorgt für saubere Arbeitsumgebung
- Vier Lenkrollen ermöglichen flexible und sichere Manövrierfähigkeit
- Zwei Lenkrollen mit Totalfeststellern garantieren sicheren Stand und Stabilität



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennbreite	625 mm
Nenntiefe	425 mm
Nennhöhe	800 mm
Breite	625 mm
Tiefe	425 mm
Höhe	800 mm
Gewicht	14 kg
Traglast	80 kg
Hauptmaterial	Edelstahl

INNENRAUM-EIGENSCHAFTEN

Ausführung der Borde Einlegebord

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Lenkrollen mit Feststeller 2 Lenkrollen
Rollenbefestigung	Rückenloch
Rollenlager-Art	Kugellager
Rollengehäuse-Material	Stahl (verzinkt)
Rollen-ø	75 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Rollen antistatisch	Ja