

# Instrumententisch 720×625×800 mm

Projekt \_\_\_\_\_  
Auftrag \_\_\_\_\_  
Menge \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

**Artikelnummer**

7500205

**Typ**

IT 720/625/800 F

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Hupfer Wagen dient der übersichtlichen Organisation und sicheren Ablage von medizinischen Instrumenten.

- Hygienische Edelstahl-Oberflächen gewährleisten einfache Reinigung und hohe Lebensmittelsicherheit
- Antistatische Bereifung reduziert Staubentwicklung und sorgt für saubere Arbeitsumgebung
- Vier Lenkrollen ermöglichen flexible und sichere Manövrierfähigkeit
- Zwei Lenkrollen mit Totalfeststellern garantieren sicheren Stand und Stabilität



## ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Nennbreite</b>    | 720 mm    |
| <b>Nenntiefe</b>     | 625 mm    |
| <b>Nennhöhe</b>      | 800 mm    |
| <b>Breite</b>        | 720 mm    |
| <b>Tiefe</b>         | 625 mm    |
| <b>Höhe</b>          | 800 mm    |
| <b>Gewicht</b>       | 20 kg     |
| <b>Hauptmaterial</b> | Edelstahl |

## INNENRAUM-EIGENSCHAFTEN

**Ausführung der Borde**

Einlegebord

## MOBILITÄT

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Rollensatz</b>             | 2 Lenkrollen mit Feststeller<br>2 Lenkrollen |
| <b>Rollenbefestigung</b>      | Rückenloch                                   |
| <b>Rollenlager-Art</b>        | Kugellager                                   |
| <b>Rollengehäuse-Material</b> | Stahl (verzinkt)                             |
| <b>Rollen-ø</b>               | 75 mm                                        |
| <b>Rollenlaufbelagsart</b>    | Gummi – Standard                             |
| <b>Rollen antistatisch</b>    | Ja                                           |