

Konische und gerade Form

UDI-Code und Seriennummer

Flaches Profil



## Tourniquet Wipe Cuff

Blutsperremanschette, wiederverwendbar durch manuelle Wischdesinfektion

# / Tourniquet Wipe Cuff

Tourniquet Wipe Cuff ist eine wiederverwendbare Blutsperremanschette aus strapazierfähigem Material und ist geeignet zur wiederholten Anwendung nach Wischdesinfektion. Die Manschette ist erhältlich in gerader Form (für kleine oder mittlere obere Extremitäten) und in konischer Form (hauptsächlich für konische, untere Extremitäten) und wird in verschiedenen Größen angeboten, die zur optimalen Manschettenauswahl farbkodiert sind.

## Eigenschaften



### Cuff-Design

- Flaches Profil und leichtes Gewicht
- Großer Klettverschluss zur sicheren Fixierung der Manschette
- Farbkodiert für einfache Größen- und Manschettenauswahl
- Schlauch aus knickfestem Silikonmaterial
- Konische und gerade Form
- PVC-frei



### Besondere Eigenschaften

- Spezielles Innenmaterial trocknet nach einer Wischdesinfektion schnell und ermöglicht eine zeitnahe Wiederverwendung des Produktes
- UDI-Code für die Rückverfolgbarkeit des Produktes
- Seriennummer für die Nachverfolgung der Anwendungen
- Bis zu 100-mal aufbereitbar (Wischdesinfektion)



### Gerade Form

- Zylindrisches Design
- Kein Unterschied im Durchmesser zwischen proximalem und distalem Manschettenrand



### Konische Form

- Konisches Design mit kleinerem distalem als proximalem Durchmesser bei der Verwendung
- Blockt den Blutfluss bei niedrigerem Druck durch die verbesserte Anpassung an die Extremität
- Integrierte Kunststoffeinlage, um das Verrutschen der Manschette zu verhindern



### Doppelmanschette für intravenöse Regionalanästhesie (IVRA)

- Doppelmanschette mit 2 individuell belüftbaren Blasen

## Bestellinformation

### Tourniquet Wipe Cuff / Einfachmanschette, wiederverwendbar

Länge	Breite	Farbe	REF	Box
20 cm	7 cm		20-75-700	1
30 cm	8 cm		20-75-710	1
35 cm	8 cm		20-75-711	1
46 cm	10 cm		20-75-712	1
46 cm	12 cm		20-75-715*	1
61 cm	12 cm		20-75-722*	1
76 cm	12 cm		20-75-727*	1
86 cm	12 cm		20-75-728*	1
107 cm	12 cm		20-75-729*	1

### Tourniquet Wipe Cuff / Doppelmanschette, wiederverwendbar

Länge	Breite	Farbe	REF	Box
30 cm	12 cm		20-77-710	1
46 cm	15 cm		20-77-712	1
61 cm	15 cm		20-77-722	1

\*Konische Form

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.  
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.