



Beleuchtungsstärke	1200 Lux à 0.5 m*
Beleuchtungsfeld (D10)	45 cm à 0.5 m*
Farbwiedergabe CRI (Ra)	96
Farbwiedergabe R9	90
Farbwiedergabe R13	93
Farbtemperatur	3000 K*
Lichtstrom	180 lm*
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Netzanschlussleitung	2 m Euro
Leuchtgehäuse	Polybutylenterephthalat (PBT)
Gewicht (Netto)	1.7 kg
Schutzklasse	II
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Drehdurchführung (360° Turnoverachse), stufenlos dimmbar, Finglicht (beleuchteter Schalter)
Befestigung	Universalbettenadapter
Bestellnr.-Nr.	D16371000

Lichtverteilung

Technische Zeichnung

