

KERN MBF 100K-2

KERN

Multifunktionale Baby- und Kleinkindwaage mit Eltern-Kind-Funktion



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Babywaage
Produktfamilie	MBF

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Anzahl Wägebereiche	2
Wägebereich [Max]	20 kg; 100 kg
Ablesbarkeit [d]	0,01 kg; 0,05 kg
Reproduzierbarkeit	0,04 kg; 0,2 kg
Linearität	± 0,15 kg; 0,8 kg
Auflösung	2.000, 2.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Einschwingzeit	2 s
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,06 kg; 0,6 kg
Bauart der Waage	Mehrteilungswaage
Einheiten	kg lb
Max. Kriechen (15 Minuten)	100 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	200 g
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Größe	0,7"
Display Ziffernhöhe	20 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	290×326×41 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	600×354×91,5 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	600×295 mm
Abmessungen Wägefläche	600×295 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	600×295×45 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Kunststoff

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	15 Sek
Tarierfunktion	manuell (einmalig und mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	4

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	3x 1,5V AAA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	51 h
Batterie Betriebsdauer	51 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

KERN MBF 100K-2



Multifunktionale Baby- und Kleinkindwaage mit Eltern-Kind-Funktion

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	650×350×170 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,6 kg
Versandgewicht	7,7 kg
Volumengewicht	7,7 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761493827
Warennummer (Zolltarifnummer)	84231090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

