



Beleuchtungsstärke	30 000 Lux à 0.5 m
Beleuchtungsfeld (D10)	18 cm à 0.5 m
Farbwiedergabe CRI (Ra)	93
Farbtemperatur	4 400 K
Anzahl LEDs	3
Betriebsgerät	Steckernetzteil
Netzstecker	EU, UK, US, AUS
Leistungsaufnahme	8 W
Eingangs Nennspannung	100 - 240 V
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Leuchtgehäuse	Polycarbonat (PC), Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Gewicht (Netto)	1.3 kg
Bedienung	Folientastatur am Leuchtenkopf
Dimmung	Stufenlos
Gelenkmechanik	Friktion
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Fussgelenk, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung und Bremsfunktion
Befestigung	Pin Befestigung (Ø 16 mm)
Bestell-Nr.	D16156000-00809567

Lichtverteilung

Technische Zeichnung

