



<b>Beleuchtungsstärke</b>	60 000 Lux à 1.0 m
<b>Beleuchtungsfeld (D10)</b>	18 cm à 1.0 m
<b>Farbwiedergabe CRI (Ra)</b>	95
<b>Farbtemperatur</b>	3 700 / 4 300 / 4 700 K
<b>Ausleuchtungstiefe</b>	116 cm
<b>Anzahl LEDs</b>	6
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Netzanschlussleitung</b>	Festanschluss
<b>Leistungsaufnahme</b>	< 30 W
<b>Eingangs Nennspannung</b>	100 - 240 V
<b>Frequenzbereich</b>	50 / 60 Hz
<b>Leuchtengehäuse</b>	Polyamid (PA)
<b>Gewicht (Netto)</b>	13 kg
<b>Bedienung</b>	Folientastatur an Kardanik
<b>Dimmung</b>	Stufenlos (15-100%)
<b>Gelenkmechanik</b>	Feder (Gewichtsausgleich)
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP 20, IP 43 (Leuchtenkopf, horizontale Lage)
<b>Normen</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41
<b>Besonderheiten</b>	Diamantoptik
<b>Befestigung</b>	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm)
<b>Zubehör</b>	Sterilisierbarer OP-Handgriff, Wegwerf Griffüberzug, Zwischendeckenadapter
<b>Bestell-Nr.</b>	D16251000-00814310

Lichtverteilung

Technische Zeichnung

