



| | |
|--------------------------------|--|
| Beleuchtungsstärke | 60 000 Lux à 1.0 m |
| Beleuchtungsfeld (D10) | 18 / 23 / 25 cm à 1.0 m |
| Farbwiedergabe CRI (Ra) | 95 |
| Farbtemperatur | 4 700 K |
| Ausleuchtungstiefe | 116 cm |
| Anzahl LEDs | 30 |
| Betriebsgerät | Elektronischer Konverter |
| Netzanschlussleitung | Festanschluss |
| Leistungsaufnahme | < 30 W |
| Eingangs Nennspannung | 100 - 240 V |
| Frequenzbereich | 50 / 60 Hz |
| Leuchtgehäuse | Polyamid (PA) |
| Gewicht (Netto) | 13 kg |
| Bedienung | Folientastatur an Kardanik |
| Dimmung | Stufenlos (15-100%) |
| Gelenkmechanik | Feder (Gewichtsausgleich) |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 20, IP 43 (Leuchtenkopf, horizontale Lage) |
| Normen | EN 60601-1, EN 60601-2-41 |
| Besonderheiten | Diamantoptik |
| Befestigung | Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage abblängbar (Länge: 25-120 cm) |
| Zubehör | Sterilisierbarer OP-Handgriff, Wegwerf Griffüberzug, Zwischendeckenadapter |
| Bestell-Nr. | D16252000-00814311 |

Lichtverteilung

Technische Zeichnung

