





Beleuchtungsstärke	60 000 Lux à 0.5 m
Beleuchtungsfeld (D10)	21 cm à 0.5 m
Farbwiedergabe CRI (Ra)	95
Farbtemperatur	3 500 / 4 500 K
Anzahl LEDs	16
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leistungsaufnahme	17 W
Eingangs Nennspannung	100 - 240 V
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Leuchtengehäuse	Polycarbonat (PC), Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Gewicht (Netto)	9 kg
Bedienung	Folientastatur am Leuchtenkopf
Dimmung	4 Dimmstufen
Gelenkmechanik	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Drehdurchführung (360° Turnoverachse)
Befestigung	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 40-116 cm)
Zubehör	Zwischendeckenadapter
Bestell-Nr.	D15450000-00633104

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

