



Bestückung	1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
Beleuchtungsfeld @ 50 cm	Ø 60 cm
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Farbtemperatur	3000 K
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	2 m Euro
Leuchtengehäuse	Polycarbonat (PC), satine
Gewicht (netto)	1.6 kg
Leistungsaufnahme	4 W
Schutzklasse	II
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Besonderheiten	Schnurschalter
Befestigung	Universalbettenadapter
Bestell-Nr.	D15725000 - weißaluminium

Lichtverteilung

