



# Etikettiersystem

Entspricht  
DIN  
58953-7:2020-11

**Etikettiergerät mit Etiketten zur normgerechten Kennzeichnung des verpackten Sterilguts**

## Produktdetails

Mit unserem Etikettiergerät und den zugehörigen Dokumentations-Etiketten kennzeichnen Sie Ihre Sterilgutverpackungen schnell und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Die Benutzung des Etikettiersystems ist einfach und vor allen Dingen sicher – eine fehlerhafte Kennzeichnung (Zahlendreher etc.) Ihres Sterilguts ist ausgeschlossen.

Das Gerät kennzeichnet die Etiketten mit folgenden Angaben gemäß der DIN 58953-7:2020-11:

- » Sterilisationsdatum
- » Verwendbarkeitsdatum
- » Chargennummer
- » Sterilisatorennummer
- » Personalnummer

Die Dokumentations-Etiketten lassen sich nach dem Aufkleben auf die Sterilgutverpackung sehr leicht wieder abziehen und entweder in die Patientenakte oder das Sterilisationstagebuch einkleben.

Unser Etikettiergerät zeichnet sich durch sein langlebiges und sparsames Druckwerk aus. Bis zu 50.000 Etiketten lassen sich mit einer einzigen Farbkartusche problemlos bedrucken.



stericop  
HEBENSICHE  
KONTROLLSYSTEME

Stericop GmbH & Co. KG  
Biedrichstraße 10  
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 984 33 0  
F +49 (0) 6036 984 33 21  
info@stericop.de  
www.stericop.de

Produkt	Bestellnummer	Packungsgröße
<b>Etikettiergerät</b>	820001	1 Stück
<b>Dokumentationsetiketten</b> 400 Etiketten je Rolle	821001	1 Rolle
<b>Farbrolle Duo</b>	822001	1 Farbkartusche