

Das erste 12-fache Dermatoskop **IDS-9100**



1 Minute
Untersuchungszeit

Bis zu 90 %
diagnostische
Genauigkeit

Früherkennung
von Melanomen

Nicht invasiv
und schmerzfrei

Technische Daten

Lichtmodus	Kreuzpolarisation, Parallelpolarisation und UV
Sichtfeld	20 mm
Vergrößerung	12x
Helligkeitsregelung	4 Stufen
Adapter für Smartphone	Verfügbar
LED	16 weiße LEDs / 4 UV-LEDs
Dauerbetriebszeit	3 Stunden 35 Minuten
Lademethode	USB-C / Ladestation
Gewicht	306 g

Artikel	Artikelnummer
Dermatoskop IDS-9100	D16408000
IDS-9100 - 8 mm Kontaktplatte	D10593000
IDS-9100 - 13 mm Kontaktplatte	D10594000



Servicepartner bei Reparaturen

REINHOLD
MEDIZINTECHNIK
schulung-service-vertrieb



Derungs Medical GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 2
78239 Rielasingen-Worblingen
Deutschland

+49 7731 90 97 19-0
info@derungsmedical.com
www.derungs.swiss

ILLUCO 

Vorteile

12-fache Vergrößerung

Als weltweit erstes Dermatoskop mit 12-facher Vergrößerung hebt es Ihre Fachkompetenz auf ein neues Niveau.

Ultra-Akkulaufzeit

1,8-mal längere Nutzungsdauer dank Hochleistungsakku.

Größter Dioptrienausgleich

Von -6 bis +6 sorgt er für präzise Fokussierung unabhängig von der Sehstärke, selbst im berührungslosen Modus.

Vollmetallgehäuse

Für unübertroffene Haltbarkeit und ein hochwertiges Gefühl bei jedem Gebrauch

Lieferumfang

- IDS-9100 Haupteinheit
- Gürtelclip Ledertasche
- Ladestation
- USB-C-Kabel
- Kompaktes Smartphone-Universalclip
- Einwegschutzfolie
- Linsenreinigungstuch



Zubehör



8 mm Kontaktplatte

Untersuchung von engen oder schwer zugänglichen Bereichen.

- Stabdurchmesser 8 mm
- Stabhöhe 9 mm



13 mm Kontaktplatte

Ideal für die genaue Inspektion nach einer Laserbehandlung.

- Stabdurchmesser 13 mm
- Stabhöhe 9 mm

