



**Hochwertige Personenwaage mit BMI-Funktion sowie  
Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der  
medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung**



KERN MPE-HM



KERN MPE-PM



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

### Merkmale

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach VO (EU) 2017/745
- **1** Praktische Zweitanzeige an der Waagerrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem medizinischen Personal ablesbar
- **2** Das Modell MPE-HM verfügt über einen elegant im Stativ integrierten, ausziehbaren Größenmessstab, mit einem Kopfanschlag aus Kunststoff und einem Messbereich von 90 – 205 cm
- Robuste Ausführung mit ergonomisch optimierter Bauform
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Große Trittpläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
- Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“

- Eltern-Kind-Funktion: Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend wird das Elternteil gemeinsam mit dem Kind gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- **3** Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen
- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- KERN MPE-E: Baugleich mit KERN MPE. Lieferung ohne Netzadapter, jedoch mit Batterien, dadurch preislich attraktiv

### Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 365×360×80 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H  
KERN MPE-PM: 365×570×1030 mm  
KERN MPE-HM: 365×570×2134 mm, mit ausgefahrenem Größenmessstab
- Nettogewicht ca. 12 kg

### KERN MPE

- Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
- Externer Netzadapter serienmäßig

### KERN MPE-E

- Batterien inklusive, 6×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 20 h

\*In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte unter Angabe von Aufstellungsort und PLZ mitbestellen.

|          |        |         |
|----------|--------|---------|
| STANDARD | OPTION | FACTORY |
|          |        |         |
|          | MPE    | MPE-E   |

| Modell        | Wägebereich | Ablesbarkeit | Eichwert  | Gesetzlich vorgeschrieben |
|---------------|-------------|--------------|-----------|---------------------------|
|               |             |              |           | Eichung                   |
| KERN          | [Max]<br>kg | [d]<br>kg    | [e]<br>kg | KERN                      |
| MPE 200K-1PEM | 250         | 0,1          | 0,1       | 965-129                   |
| MPE 250K100PM | 250         | 0,1          | 0,1       | 965-129                   |
| MPE 200K-1HEM | 250         | 0,1          | 0,1       | 965-129                   |
| MPE 250K100HM | 250         | 0,1          | 0,1       | 965-129                   |