

KERN MCD 300K-1

KERN

Mobile Stuhlwaage in ergonomisch optimierter Ausführung für sicheres und bequemes Wiegen



Erstellungsdatum: 21.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Stuhlwaage
Produktfamilie	MCD

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	300 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 0,1 kg
Auflösung	3.000
Tarierbereich	299,9 kg
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (M1)
Einschwingzeit	3 s
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,1 kg
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	kg
Max. Kriechen (15 Minuten)	400 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	800 g
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	25 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	625×990×985 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	200×130×60 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	390×360 mm
Abmessungen Wägefläche	390×360 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	500×360×370 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Material Wägeplatte	Kunststoff
Material Plattform	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Libelle	✓
Transportrollen	✓

Funktionen

Funktion zur BMI-Berechnung	✓
Hold-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	off 3, 5, 15, 30 min
Tarierfunktion	manuell (einmalig und mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	6

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	6×1.5 V AA
Batterieanschluss	Batterie-Einsatz
Batterie Betriebsdauer	40 h
Batterie-Kapazität	55 mAh
Batterie-Spannung	18 V
Anzahl Batterie-Zellen	6
Batterie - Einzelgewicht	22,6 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	135,6 g
Batterie-Kapazität (Wh)	0,66 Wh
Tests nach UN 38.3 bestanden	✓
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

KERN MCD 300K-1



Mobile Stuhlwaage in ergonomisch optimierter Ausführung für sicheres und bequemes Wiegen

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort 961-249

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-129

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit 2 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 1070×690×1080 mm

Versandart Spedition

Nettogewicht ca. 22 kg

Bruttogewicht ca. 36 kg

Versandgewicht 36 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 404576 1202030

Warennummer (Zolltarifnummer) 84231090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

