

# KERN MPI 200K-1



Personenwaage mit besonders großer und flacher Wägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Abmessungen Wägefläche            | 430×370 mm    |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 433×370×40 mm |
| Material Gehäuse                  | Kunststoff    |
| Material Wägeplatte               | Kunststoff    |
| Material Displaygehäuse           | Kunststoff    |

## Funktionen

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 15 Sek |
| Tarierfunktion                                  | keine  |

## Energieversorgung

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung       | Batterie                        |
| Batterie-/ Akkart                   | Alkali(-Mangan)                 |
| Batterie                            | 4x 1,5V AAA                     |
| Batterieanschluss                   | Pad + Feder                     |
| Batterie Betriebsdauer              | 20 h                            |
| Batterie-Kapazität                  | 1.100 mAh                       |
| Batterie-Spannung                   | 1,5 V                           |
| Anzahl Batterie-Zellen              | 1                               |
| Batterie – Einzelgewicht            | 90 g                            |
| Batterie – Gesamtgewicht im Artikel | 90 g                            |
| Batterie – Aufbau/Form              | Einzelne Zellen                 |
| Batterie-Kapazität (Wh)             | 1,65 Wh                         |
| Batterie – Lithium-Gehalt           | 0 g                             |
| Batterie/Akku angeschlossen         | nicht angeschlossen, beiliegend |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 40 °C  |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 %   |
| Lagertemperatur [Min]           | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max]           | 60 °C  |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Dienstleistungen

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung     | 963-129 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Erstellungsdatum: 24.07.2026

## Kategorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marke            | KERN          |
| Produktkategorie | Medizinwaage  |
| Produktgruppe    | Personenwaage |
| Produktfamilie   | MPI           |

## Messsystem

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Wägesystem                            | Dehnungsmessstreifen     |
| Wägebereich [Max]                     | 200 kg                   |
| Ablesbarkeit [d]                      | 0,1 kg                   |
| Reproduzierbarkeit                    | 0,3 kg                   |
| Linearität                            | ± 1,1 kg                 |
| Auflösung                             | 2.000                    |
| Justiermöglichkeiten                  | Justierung nicht möglich |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 1 kg                     |
| Bauart der Waage                      | Einbereichswaage         |
| Einheiten                             | kg<br>lb                 |
| Max. Kriechen (15 Minuten)            | 200 g                    |
| Max. Kriechen (30 Minuten)            | 400 g                    |
| Voreingestellte Einheit               | kg                       |

## Display

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Display-Art                     | LCD           |
| Display Ziffernhöhe             | 30 mm         |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

## Bauform

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 434×370×40 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T)          | 430×370 mm    |

# KERN MPI 200K-1



Personenwaage mit besonders großer und flacher Wägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit

## Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 510×420×83 mm |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 3,2 kg        |
| Bruttogewicht ca.              | 3,6 kg        |
| Versandgewicht                 | 3,6 kg        |
| Volumengewicht                 | 3,6 kg        |

## Produktinformationen

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer               | 4045761203310                                  |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 84231090                                       |
| Garantiezeit                  | 24 mon                                         |
| REACH-Einstufung              | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD

