

KERN MSF 200

Wenn jeder Zentimeter zählt – mechanischer Größenmessstab mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Zulassung nach 2017/745 (MDR, med.) ✓

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1015×70×45 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,006 kg
Volumengewicht	0,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761192843
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239010
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 20.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Größenmessstab
Produktfamilie	MSF

Messsystem

Messbereich Größenmesser	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm
Einheiten	inch/ft cm
Messbereich Länge [Max]	210 cm
Toleranz Größenmesser	10 mm
Messbereich Länge [Min]	60 cm
Teilung	0,1 cm
Voreingestellte Einheit	mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	53×40×1000 mm
Abmessungen Gerät (B×T×H)	60×60×930 mm
Mess-Ausrichtung	vertikal

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---