

KERN MWN-A02

KERN

Handlauf



Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 23.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Handlauf
Produktfamilie	MWN

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	60×1150×900 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	810×1155×930 mm

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1270×435×135 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	19 kg
Bruttogewicht ca.	24 kg
Versandgewicht	22,9 kg
Volumengewicht	14,9 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761499874
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239010
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration