

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

doppio
by HAEBERLE

puristisch und
kraftvoll

Gerätewagensystem

Prospekt

doppio



Das puristische, kraftvolle und multifunktionale Wagensystem

doppio ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Klinik- und Praxisräume.



Das multifunktionale Wagensystem doppio überzeugt bereits gestalterisch mit seiner modernen, reduzierten Gestaltung. Sein anspruchsvolles Design mit neuen, eleganten Aluminium-Profilen, hochwertig beschichteten Ablagen mit Softkanten und farbigen Dekorstreifen fügt sich ästhetisch in ein modernes Klinik- und Praxis-Ambiente ein.

Durch die verfügbaren Systembreiten von 45 cm und 60 cm bietet doppio jedem Anspruch genügend Platz. Gleichzeitig lassen sich je nach Anforderung unterschiedliche Höhen realisieren. Für optimale Ordnung verfügen die Aluminium-Profile über Kabelkanäle.

Die große Auswahl an Systemteilen und ein umfassendes Zubehörprogramm lassen ein Maximum an Spielraum für eine individuelle Gestaltung des Wagens. So entsteht für jede Anwendung der exakt passende doppio. Zudem kann doppio nachhaltig mit System-Komponenten nachgerüstet werden.

Das Wagensystem lässt sich u.a. als Basiswagen, Gerätewagen, Endoskopiewagen, Ergometriewagen, Tablet-/iPad-Wagen, Narkosewagen und Injektionswagen realisieren.

Die System-Komponenten



- Stabiles Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen mit Ø 100, 125 oder 150 mm. Optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Elegante Aluminium-Trägerprofile bieten viele Befestigungsmöglichkeiten für unterschiedliche Systemteile und Zubehör.
- Komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen.
- Plattenbreite Wagen 45: 450 mm; Wagen 60: 600 mm.
- Schubladen mit Teleskopführung, 100 mm hoch.
- Stabile beidseitige Schiebegriffe im ergonomischen Design; Dekorstreifen in der Farbauswahl Grau oder Blau, Schubladengriffe in der Farbe Grau.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

Individuell ist unser Standard

Für ein Höchstmaß an Mobilität am Arbeitsplatz.

Seit 1933 hat unser Unternehmen mit cleveren Ideen und praktischen Problemlösungen unzählige innovative Produktlinien rund um das Thema Geräte- und Vielzweckwagen entwickelt und mit großem Erfolg weltweit vermarktet.

Mit unseren Produkten und Lösungen garantieren wir ein Höchstmaß an Mobilität, Flexibilität und Verlässlichkeit am Arbeitsplatz. So kann sich jeder voll und ganz auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren.

HAEBERLE HAT'S

HAEBERLE HAT'S – ein modulares Basissystem für Ihren multifunktionalen Wagen.
Und wenn **HAEBERLE HAT'S** nicht reicht ...?

Den modularen Grundgedanken setzen wir konsequent in praxisgerechte Lösungen um. Die große Vielzahl an Standardkomponenten macht jeden einzelnen Wagen zu einer individuell zugeschnittenen Kundenlösung. Als Einzelwagen für den niedergelassenen Arzt genauso wie in kleinen oder großen Stückzahlen für Gerätehersteller.


Und wenn es einmal ganz persönlich auf Sie zugeschnitten sein soll – **HAEBERLE** macht's.

HAEBERLE MACHT'S

... kein Problem, dafür gibt es **HAEBERLE MACHT'S** – nämlich genau die Sonderlösung, die Sie benötigen.

Unsere Farbwelt


Wählen Sie die Dekorstreifen aus zwei Trend-Farben.



grau (6502B nach NCS)

Ref.-Nr.

XXXX.1



blau (3050-R80B nach NCS)

Ref.-Nr.

XXXX.2

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung bei der Referenznummer an der letzten Stelle die Farbziffer **1** oder **2** an.
Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.

Beispiele für Gerätewagen

Basiswagen / Gerätewagen



doppio 60 Basiswagen

Ref.-Nr. **2620.1**



doppio 45 Gerätewagen 1

Ref.-Nr. **2634.2**



doppio 60 Gerätewagen 2

Ref.-Nr. **2611.1**

Endoskopie- / Ergometrie- / Tabletswagen



doppio 60 Endoskopiewagen

Ref.-Nr. **2624.1**



doppio 60 Ergometriewagen

Ref.-Nr. **2630.1**



doppio 45 Tablet-/iPad-Wagen

Ref.-Nr. **2632.2**

Narkose- / Injektionswagen




doppio 60 Narkosewagen

Ref.-Nr. **2627.1**



doppio 60
Injektionswagen COMPACT

Ref.-Nr. **2626.2**




doppio 60
Injektionswagen PicBox-Plus


Ref.-Nr. **2625.1**

Haben Sie ganz spezielle Wünsche?

Gerne konfigurieren wir für Sie einen individuellen „doppio“. Sprechen Sie mit uns über den Wagen nach Maß!



Systemteile und Zubehör



Schublade (doppio 60)

Ref.-Nr. **26026**



Schubladeneinsatz (doppio 60)

Ref.-Nr. **26086**



Injektionsset „PicBox®“

Ref.-Nr. **26099**



Abwurfschale

Ref.-Nr. **13911**



„alegro“ Monitorhalter
auf Schwenkarm

Ref.-Nr. **25087**



Kabel-/Schlauchhalter

Ref.-Nr. **13926**



Halterung für Sauerstoff-
Flasche 5 / 10 L

Ref.-Nr. **16322**



Infusionsflaschen-Halter

Ref.-Nr. **26057**



Entsorgungsbox
„Medi-Müll“, 1,5 Liter
Set mit 20 Boxen

Ref.-Nr. **13919**



Universalhalter „Snap“

Ref.-Nr. **26098**



Abfallsammler „tomo“

Ref.-Nr. **14097**



Steckdosenleiste
4-fach, standard

Ref.-Nr. **21693**

Weitere Systemteile und Zubehör finden Sie in der doppio-Preisliste.

Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0 | Fax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de | www.haerberle-med.de